

Доступ к данным, типы, функции и процедуры, поддерживаемые программным обеспечением системы ЮниХром

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация библиотеки типов осуществляется автоматически при установке программного обеспечения либо запуском программы UWin32.exe с командной строкой "/regserver".
Дерегистрация библиотеки типов осуществляется запуском программы UWin32.exe с командной строкой "/unregserver":

```
UWin32.exe /regserver  
UWin32.exe /unregserver
```

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ

Доступ к программе UWin32.exe по OLE каналу осуществляется вызовом функции CreateObject со строковым параметром "Unichrom.App":

```
Dim Unichrom As Object  
Set Unichrom = CreateObject("Unichrom.App")
```

Функция CreateObject возвращает указатель на программу UWin.32.exe (Application) .

Управление состоянием главного окна программы UWin32.exe осуществляется вызовом процедуры MainWndState с целым параметром State:

```
Unichrom.MainWndState(State)
```

Параметр State принимает следующие значения:

0	-	нормальное (Normal) окно
1	-	свёрнутое (Minimized) окно
2	-	распахнутое (Maximized) окно

РАБОТА С ДОЧЕРНИМИ ОКНАМИ (СПЕКТРАМИ)

Управление дочерними окнами осуществляется следующими процедурами:

Unichrom.CascadeWindows	-	размещение окон каскадом,
Unichrom.TileWindows	-	размещение окон черепицей,
Unichrom.CloseAll	-	закрытие всех окон.

Доступ к спектру осуществляется следующими функциями:

Создать новый спектр (создание нового окна спектра по шаблону Default.\$\$\$)

Function NewSpec As OleVariant

Открыть спектр с именем файла FileName (FileName – полный путь к файлу спектра)

Function OpenSpec(const FileName As WideString) As OleVariant

Количество открытых спектров определяется вызовом функции GetSpecCount:

```
Dim SpectrumCount As Integer  
SpectrumCount = Unichrom.GetSpecCount
```

Получить ссылку на спектр по его индексу (SpectrumIndex – индекс спектра в списке открытых спектров – принимает значения 0, 1, 2, ..., SpectrumCount – 1 (см. п. “Количество открытых спектров”))

Function GetSpec(SpectrumIndex As Integer) As OleVariant

Получить ссылку на текущий (активный) спектр

Function GetActiveSpec As OleVariant

Получить ссылку на спектр – клиент (в режиме исполнения сценария обработки спектра)

Function GetActiveClient As OleVariant

Перечисленные выше функции возвращают ссылку на соответствующий спектр. Пример использования этих функций:

```
Dim Spectrum As OleVariant, Client As OleVariant  
Set Spectrum = Unichrom.OpenSpec("C:\Unichrom\Примеси в бензоле. $$$")  
Set Client = Unichrom.GetActiveClient
```

Завершение выполнения отчёта при использовании клиентов в режиме исполнения сценария обработки спектров должно сопровождаться вызовом процедуры ClearClient:

Unichrom.ClearClient

Закрытие окна спектра осуществляется вызовом процедуры Close:

Spectrum.Close

Количество глобальных свойств спектра определяется вызовом функции `GetPropCount`:

```
Dim PropertyCount As Integer
PropertyCount = Spectrum.GetPropCount
(PropertyCount = Client.GetPropCount)
```

Доступ к имени глобального свойства по индексу осуществляется вызовом функции `GetPropName`:

```
Dim PropertyName As WideString
PropertyName = Spectrum.GetPropName(PropertyIndex)
```

Индекс глобального свойства спектра `PropertyIndex` в списке глобальных свойств спектра принимает целые значения 0, 1, 2, ..., `PropertyCount - 1`

Доступ к значению глобального свойства по индексу осуществляется вызовом функции `GetPropValue`:

```
Dim PropertyValue As OleVariant
PropertyValue = Spectrum.GetPropValue(PropertyIndex)
```

Функция `GetPropValue` возвращает значения строковых, целых и вещественных свойств спектра.

Альтернативный способ доступа к значению глобального свойства по индексу:

```
PropertyValue = Spectrum.PropValue[PropertyIndex]
```

Доступ к псевдониму глобального свойства по индексу осуществляется вызовом функции `GetPropAlias`:

```
Dim PropertyAlias As WideString
PropertyAlias = Spectrum.GetPropAlias(PropertyIndex)
```

Получение индекса глобального свойства по имени осуществляется вызовом функции `GetPropIndexByName` со строковым выражением `PropertyName`:

```
Dim I As Integer
I = Spectrum.GetPropIndexByName(PropertyName)
```

Пример использования функции `GetPropIndexByName` при определении индекса свойства "Частота измерения" с именем `Freq`:

```
I = Spectrum.GetPropIndexByName("Freq")
```

Получение имени слоя спектра по индексу слоя `LayIndex` осуществляется вызовом функции `GetLayName`:

```
Dim LayName As WideString  
LayName = Spectrum.GetLayName(LayIndex)
```

Номер слоя спектра LayIndex принимает целые значения 0, 1, 2, ..., LayCount (см. п. “Количество слоёв спектра”). Если параметр LayIndex равен нулю, то обращение произойдёт к текущему (активному) слою спектра.

Доступ к значению глобального свойства по имени осуществляется вызовом функции GetGlobalProperty со строковым параметром PropertyName:

```
Dim PropertyValue As OleVariant  
PropertyValue = Spectrum.GetGlobalProperty(PropertyName)
```

Установка нового значения глобального свойства осуществляется вызовом функции SetGlobalProperty с указанием имени свойства PropertyName и его нового значения:

```
Dim PropertyValue As OleVariant  
PropertyValue = 5  
Call Spectrum.SetGlobalProperty(PropertyName, PropertyValue)
```

ЛОКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СПЕКТРА

Локальные свойства - свойства, принадлежащие выбранному слою, в других слоях могут отсутствовать. Локальные свойства хранят различные данные для разных слоев.

Количество локальных свойств спектра определяется вызовом функции GetLocalPropCount с параметром LayIndex целого типа, который определяет номер слоя спектра:

```
Dim LocalPropertyCount As Integer  
LocalPropertyCount = Spectrum.GetLocalPropCount(LayIndex)  
(LocalPropertyCount = Client.GetLocalPropCount(LayIndex))
```

Доступ к имени локального свойства по индексу осуществляется вызовом функции GetLocalPropName с двумя параметрами:

```
Dim LocalPropertyName As WideString  
LocalPropertyName = Spectrum.GetLocalPropName(LayIndex, PropertyIndex)
```

Доступ к значению локального свойства по индексу осуществляется следующим образом:

```
Dim LocalPropertyValue As WideString  
LocalPropertyValue = Spectrum.LocalPropValue[LayIndex, PropertyIndex]
```

Доступ к псевдониму локального свойства по индексу осуществляется вызовом функции GetLocalPropAlias:

```
Dim LocalPropertyAlias As WideString  
LocalPropertyAlias = Spectrum.GetLocalPropAlias(LayIndex, PropertyIndex)
```

Получение индекса локального свойства по имени осуществляется вызовом функции `GetLocalPropIndexByName`: со строковым выражением `PropertyName`:

```
Dim I As Integer
I = Spectrum.GetLocalPropIndexByName(LayIndex, LocalPropertyName)
```

Параметр `LocalPropertyName` является строковым выражением. Пример использования функции `GetLocalPropIndexByName` при определении индекса свойства “Масса навески” с именем `Mprobe` в пятом слое:

```
Const FifthLay = 5
I = Spectrum.GetPropIndexByName(FifthLay, "Mprobe")
```

РАБОТА СО СЛОЯМИ

Количество слоёв спектра определяется двумя способами. Первый – вызов функции `GetLayCount`, второй – обращение к свойству спектра:

```
Dim LayCount As Integer
LayCount = Spectrum.GetLayCount
LayCount = Spectrum.LayCount
```

Получение индекса текущего (активного) слоя спектра осуществляется вызовом следующей функции:

```
Dim ActiveLayIndex As Integer
ActiveLayIndex = Spectrum.GetActiveLay
```

ИНФОРМАЦИЯ О ПИКАХ

Количество пиков в слое определяется вызовом функции `GetPeakCountInLay`:

```
Dim PeakCount As Integer
PeakCount = Spectrum.GetPeakCountInLay(LayIndex)
```

Определение индекса пика по имени осуществляется вызовом функции `GetPeakIndexByName` с двумя параметрами:

```
Dim PeakIndex As Integer
PeakIndex = Spectrum.GetPeakIndexByName(LayIndex, PeakName)
```

Параметр `PeakName` – название пика - является строковым выражением. Пример использования функции `GetPeakIndexByName`:

```
MethaneIndex = Spectrum.GetPeakIndexByName(FifthLay, "Methane")
```

Функция возвращает индекс пика из списка пиков в указанном слое спектра. Значение индекса принимает целые значения 0, 1, 2, ..., `PeakCount - 1`

Получение полной информации о пике осуществляется вызовом функции `FullPeakInfo` с тремя параметрами:

```
Dim PeakInfo As WideString
PeakInfo = Spectrum.FullPeakInfo(LayIndex, PeakIndex, Mask)
```

Функция FullPeakInfo возвращает строку свойств пика. Свойства отделены друг от друга точкой с запятой. Свойства пика и их последовательность в возвращаемой строке определяются параметром Mask:

Параметр пика	Мнемоника маски	Значение HEX	Значение DEC
Название пика	mName	\$00000001	1
Время выхода	mTime	\$00000002	2
Индекс удерживания	mIndex	\$00000004	4
Индекс группы	mGroup	\$00000008	8
Масса	mWeight	\$00000010	16
Температура кипения	mTemperature	\$00000020	32
Плотность	mDensity	\$00000040	64
Начало пика	mLeft	\$00000080	128
Конец пика	mRight	\$00000100	256
Площадь	mArea	\$00000200	512
Амплитуда	mAmplitude	\$00000400	1024
Коэффициент чувствительности	mFactor	\$00000800	2048
Объёмная концентрация	mVolume	\$00001000	4096
Массовая концентрация	mMass	\$00002000	8192
Мольная концентрация	mMolar	\$00004000	16384
Титр	mTitre	\$00008000	32768
Молярность	mMolarity	\$00010000	65536
Состояние пика	mState	\$00020000	131072
Число теоретических тарелок (ТТ)	mPlates	\$00040000	262144
Число эффективных теор. тарелок	mEffPlates	\$00080000	524288
Высота экв. эффективной ТТ.	mHeightETP	\$00100000	1048576
Фактор хвостатости пика на высоте 5%	mTailing5	\$00200000	2097152
Полуширина пика	mHalfWidth	\$00400000	4194304
Коэффициент извлечения	mExtraction	\$00800000	8388608
Разрешение со следующим	mResToNext	\$01000000	16777216
Фактор хвостатости пика на высоте 10%	mTailing10	\$02000000	33554432
Полная информация	mTotal	\$0FFFFFFF	268435455

Так, если Mask = 1, то функция FullPeakInfo возвратит строку, содержащую только название пика, например:

```
PeakInfo = "Methane;"
```

Если Mask = 1 + 512 = 513, то функция FullPeakInfo возвратит строку, содержащую название пика и его площадь, например:

```
PeakInfo = "Isooctane;255,001932;"
```

Доступ к одному из свойств пика осуществляется вызовом функции OneParam, в которую передаются индексы слоя, пика и свойства пика:

```
Dim PeakProperty As OleVariant
PeakProperty = Spectrum.OneParam(LayIndex, PeakIndex, PeakPropertyMask)
```

Значение параметра PeakPropertyMask определяется из таблицы, приведенной в п. "Получение полной информации о пике". Пример получения массовой концентрации 4-го пика из слоя 7-го:

```
MasConc = Spectrum.OneParam(7, 4, 8192)
```

или

```
Const mMass = 8192  
MasConc = Spectrum.OneParam(7, 4, mMass)
```

Функция OneParam возвращает значения строковых, целых и вещественных свойств пика.

Установка новых свойств пика осуществляется вызовом процедуры SetOneParam, в которую передаются индексы слоя и пика, маска свойства пика и новое значение этого свойства:

```
Spectrum.SetOneParam(LayIndex, PeakIndex, PeakPropertyMask, NewPropertyValue)
```

Тип переменной NewPropertyValue может быть строковый, целый или вещественный.

РИСУНОК ХРОМАТОГРАММЫ

Копирование видимой части хроматограммы из слоя с индексом LayIndex в Clipboard осуществляется процедурой GetPicture:

```
Spectrum.GetPicture(LayIndex)
```

Копирование выполняется в формате метафайла Windows (*.wmf)

ИНФОРМАЦИЯ ПО КАЛИБРОВКЕ

Копирование калибровочной кривой для пика с индексом PeakIndex в Clipboard осуществляется процедурой GetCalibPicture:

```
Spectrum.GetCalibPicture(PeakIndex)
```

Копирование выполняется в формате метафайла Windows (*.wmf)

Получение калибровочной информации по всем пикам спектра осуществляется вызовом функции GetCalibTable:

```
Dim Calibration As WideString  
Calibration = Spectrum.GetCalibTable
```

Функция GetCalibTable возвращает строку, содержащую названия пиков и их калибровочные коэффициенты. Параметры в строке разделены точкой с запятой.

Пример разборки строки, возвращаемой функцией GetCalibTable:

```
' Параметры калибровочной таблицы (Ax{2}+Bx{1}+Cx{0} / exp(C)x{B}  
Const ctName = 1 'Имя калибровочной последовательности (имя пика)  
Const ctFacA = 2 'Фактор А  
Const ctFacB = 3 'Фактор В  
Const ctFacC = 4 'Фактор С  
Const ctSDev = 5 'Стандартное отклонение  
Const ctCVal = 6 'Достоверность аппроксимации (R2)
```

```

Const ctType      = 7          'Тип калибровки
Const ctMode      = 8          'Параметр калибровки

' Типы калибровки
Const ctLin0      = 0          'y=Bx{1}
Const ctLine      = 1          'y=Bx{1}+Cx{0}
Const ctQuad      = 2          'y=Ax{2}+Bx{1}+Cx{0}
Const ctPowr      = 3          'y=exp(C)x{B}

' Параметры калибровки
Const cpArea      = 0          'Калибровка по площади
Const cpHeight    = 1          'Калибровка по высоте

```

```

Function GetCalibData(ByVal PeakName, ByVal Parameter)
    Dim Table, Result, I, J, K
    Result = Empty
    Table = Spectrum.GetCalibTable
    I = InStr(1, Table, PeakName, vbBinaryCompare)
    If Not IsEmpty(I) And (I > 0) Then
        J = I - 1
        For K = 1 To Parameter
            I = J + 1
            J = InStr(I, Table, Separator, vbBinaryCompare)
        Next
        Result = Mid(Table, I, J - I)
    End If
    GetCalibData = Result
End Function

```

Расширенная информация о калибровочных таблицах

Spectrum.GetCalibData(AName as String, npar as Integer) as Variant

Возвращает параметры калибровочной таблицы в соответствии с номером пика.
Возможные варианты:

Для прямой зависимости $C=F(R)$

```

ctName = 1; // Имя калибровочной последовательности (имя пика)
ctFactA = 2; // Коэффициент A
ctFactB = 3; // Коэффициент B
ctFactC = 4; // Коэффициент C
ctFactD = 5; // Коэффициент D
ctSDev = 6; // Стандартное отклонение
ctRelSDev = 7; // Относительное Стандартное отклонение
ctCVal = 8; // Достоверность аппроксимации (R2)
ctType = 9; // вид калибровочной функции
ctMode = 10; // Параметр калибровки (высота или площадь)
ctRefName = 11; // Имя компонента, по которому считается относительный отклик

```

Для обратной зависимости $R=F(C)$

```

ctRFactA = 1000 + ctFactA; // rev A
ctRFactB = 1000 + ctFactB; // rev B
ctRFactC = 1000 + ctFactC; // rev C
ctRFactD = 1000 + ctFactD; // rev D
ctRSDev = 1000 + ctSDev; //Стандартное отклонение
ctRRelSDev = 1000 + ctRelSDev; // Относительное Стандартное отклонение
ctRCVal = 1000 + ctCVal; // Достоверность аппроксимации (R2)

```

Управление состоянием спектра

Получение информации о наличии процесса измерения осуществляется функцией Acquire:

Dim SpectrumState	As	Integer
Const asQuery	=	0
SpectrumState = Spectrum.Acquire(asQuery)		

Функция Acquire возвращает следующие значения:

Значение	Мнемоника	Пояснение
0	asError	Ошибка
1	asUsual	Обычное состояние – нет измерения
2	asWait	Состояние ожидания старта
3	asAcquire	Процесс измерения

Управление процессом измерения также осуществляется функцией Acquire:

Spectrum.Acquire(asWait)	-	подготовка к старту измерения
Spectrum.Acquire(asAcquire)	-	старт измерения
Spectrum.Acquire(asUsual)	-	остановка измерения

В этом режиме функция Acquire, также как и в предыдущем случае, возвращает текущее состояние спектра.

Запуск сценария обработки спектра осуществляется следующей функцией:

Function StartScenario(CanStart As Integer) As Integer

Функция StartScenario возвращает нуль, если сценарий в данный момент не выполняется. В противном случае, функция возвращает единицу.

Параметр CanStart может принимать одно из следующих значений:

Значение	Пояснение
0	Запрещение старта сценария обработки после окончания измерения и остановка сценария, если он в данный момент исполняется
1	Разрешение исполнения сценария обработки спектра после окончания измерения или запуск сценария на выполнение, если в данный момент спектр находится в обычном состоянии (нет ожидания старта и нет измерения)

OLE AUTOMATION ИНТЕРФЕЙС НА ЯЗЫКЕ PASCAL

Функции и свойства, относящиеся к системе UniChrom в целом (UniChrom.App):

```

procedure CascadeWindows;
procedure TileWindows;
procedure CloseAll;
procedure MainWndState(val: Integer);
function NewSpec: OleVariant;
function OpenSpec(const FileName: WideString): OleVariant;
function GetSpecCount: Integer;
function GetSpec(index: Integer): OleVariant;
function GetActiveSpec: OleVariant;
function GetActiveClient: OleVariant;
procedure ClearClient;

```

Функции и свойства, относящиеся к спектру, его слоям и пикам (UniChrom.SpectraDoc):

Работа со спектром

```
function Acquire(amode: Integer): Integer;
```

```

function StartScenario(CanStart: Integer): Integer;
function GetLayCount: Integer;
function GetPropCount: Integer;
function GetPropName(index: Integer): WideString;
function GetPropValue(index: Integer): OleVariant;
function GetPropIndexByName(const pname: WideString): Integer;
function GetPeakCountInLay(nlay: Integer): Integer;
function GetActiveLay: Integer;
function FullPeakInfo(lay: Integer; Num: Integer; amask: Integer): WideString;
function GetPropAlias(ndx: Integer): WideString;
procedure GetPicture(lay: Integer);
procedure GetCalibPicture(Num: Integer);
function GetCalibTable: WideString;
function Get_LayCount: Integer;
procedure Set_LayCount(LayCount: Integer);
function Get_PropValue(index: Integer): WideString;
procedure Set_PropValue(index: Integer; const Value: WideString);
function GetPeakIndexByname(lay: Integer; const pname: WideString): Integer;
function OneParam(lay: Integer; Num: Integer; par: Integer): OleVariant;
function GetLayName(lay: Integer): WideString;
function Get_LocalPropValue(lay: Integer; ndx: Integer): WideString;
procedure Set_LocalPropValue(lay: Integer; ndx: Integer; const Value: WideString);
function GetLocalPropCount(lay: Integer): Integer;
function GetLocalPropAlias(lay: Integer; index: Integer): WideString;
function GetLocalPropName(lay: Integer; index: Integer): WideString;
function GetLocalPropIndexByName(lay: Integer; const AName: WideString): Integer;
procedure SetOneParam(lay: Integer; Num: Integer; par: Integer; val: OleVariant);
procedure Close;
procedure SetGlobalProperty(const PropName: WideString; PropValue: OleVariant);
function GetGlobalProperty(const PropName: WideString): OleVariant;
function RawData(Idx: Integer; ptndx: Integer): Double;
property LayCount: Integer;
property PropValue[index: Integer]: WideString;
property LocalPropValue[lay: Integer; ndx: Integer]: WideString;

```

ПРИМЕРЫ

` Пример задание констант

```

Const error_ObjUnichrom = 65535
Const error_StartAcquisition = error_ObjUnichrom - 1

```

` Процедура автоматического старта шаблона на выполнение

```

Sub Auto_Open()
On Error GoTo ErrorHandler ` Пример обработки исключительных ситуаций
    Init
    Run
    Done
ErrorHandler:
    Select Case Err
        Case error_ObjUnichrom: printmsg msg:="Объект ""Unichrom"" не установлен", msgclass:=mcError
        Case error_StartAcquisition: printmsg msg:="Измерение не стартует", msgclass:=mcError
        Case Else: printmsg msg:=Error(Err), msgclass:=mcError
    End Select
    ExitCode% = 1
    Done
End Sub

```

` Пример подключения к ЮниХром и его запуск, если последний не запущен

```

Private Sub CreateUnichrom()
On Error GoTo ErrorHandler
    printmsg msg:="Загружается Unichrom", msgclass:=mcMessage
    Set unichrom = CreateObject("Unichrom.App"): unichrom.MainWndState wsMinimized
    printmsg msg:="Загрузка Unichrom завершена", msgclass:=mcMessage
    Exit Sub
ErrorHandler:
    Error error_ObjUnichrom
End Sub

```

` Пример получения указателя на спектр

```

Private Function LoadSpectrum(fileName$) As Object
    printmsg msg:="Загружается спектр " & fileName$, msgclass:=mcMessage
    With unichrom: Set LoadSpectrum = .OpenSpec(fileName$): .TileWindows: End With
    printmsg msg:="Загрузка спектра завершена", msgclass:=mcMessage
End Function

```

` Пример временной задержки выполнения программы (на всякий случай)

```

Private Sub Delay(secondcount%)

```

```

newHour% = Int(secondcount% / 3600)
newMinute% = Int(secondcount% / 60): newMinute% = newMinute% Mod 60
newSecond% = secondcount% Mod 60
Application.Wait TimeSerial(Hour(Now()) + newHour%, Minute(Now()) + newMinute%, second(Now()) + newSecond%)

```

End Sub

Пример управления состоянием спектра (измерение, ожидание и т.д.)

```

Private Sub Cycle()
CycleCount% = CycleCount% + 1
printmsg msg:="Стартовал " & CycleCount% & " цикл измерений", msgclass:=mcMessage
MeasurementCount% = 0

For Each spectrum In spectrums
With spectrum
MeasurementCount% = MeasurementCount% + 1
printmsg msg:"Стартовало " & MeasurementCount% & " измерение", msgclass:=mcMessage

SpectrumName$ = .getpropvalue(.getpropindexbyname("Name"))
CurrentLayName$ = .getpropvalue(.getpropindexbyname("CurLayDesc"))
TotalTimeAcquisition& = .getpropvalue(.getpropindexbyname("Xend")) * 60

FreeChannel .getpropvalue(.getpropindexbyname("Channel"))

printmsg msg:"Установка режима ""Ожидание Старта"" для спектра "" & _
UCase(SpectrumName$) & "" в слое "" & UCASE(CurrentLayName$) & """, msgclass:=mcMessage
.Acquire asWait

If .Acquire(asQuery) <> asWait Then
Error error_WaitStart
End If

printmsg msg:"Режим ""Ожидание Старта"" корректно установлен", msgclass:=mcMessage

printmsg msg:"Подготовьте прибор для ввода пробы, введите пробу и нажмите кнопку старта на блоке АЦП",
msgclass:=mcInformation
Do While .Acquire(asQuery) = asWait
printmsg msg:"ОЖИДАЮ СТАРТ", msgclass:=mcProgress
Delay 1
Loop

start& = Timer

If .Acquire(asQuery) <> asAcquire Then
Error error_StartAcquisition
End If

printmsg msg:"Выполняется измерение спектра "" & _
UCase(SpectrumName$) & "" в слое "" & UCASE(CurrentLayName$) & """, msgclass:=mcMessage
Do While .Acquire(asQuery) = asAcquire
currentTimer& = Timer
printmsg msg:"ИДЁТ ИЗМЕРЕНИЕ " & TotalTimeAcquisition& + start& - currentTimer&, msgclass:=mcProgress,
SelfActivate:=False
Delay 1
Loop

finish& = Timer

ErrorT1me& = 5
If finish& + ErrorT1me& - start& < TotalTimeAcquisition& Then
Error error_RunAcquisition
End If

Do While .Acquire(asQuery) <> asUsual: Loop
printmsg msg:"Измерение корректно завершено", msgclass:=mcMessage

printmsg msg:"Выполняется сценарий обработки измеренных данных", msgclass:=mcMessage
Do While .StartScenario(ssQuery) = ssRun
printmsg msg:"РАБОТАЕТ СЦЕНАРИЙ", msgclass:=mcProgress
Delay 1
Loop
printmsg msg:"Обработка по сценарию корректно завершена", msgclass:=mcMessage

Calculation spectrum

printmsg msg:=MeasurementCount% & " измерение корректно завершено", msgclass:=mcMessage
End With
Next

printmsg msg:=CycleCount% & " цикл измерений корректно завершён", msgclass:=mcMessage
End Sub

```

```

Private Sub FreeChannel(DeviceChannel%)
printmsg msg:="Проверка канала №" & DeviceChannel%, msgclass:=mcMessage
With unichrom
For i = 0 To .getspeccount - 1
    Set spectrum = .getspec(i)
    With spectrum
    If DeviceChannel% = .getpropvalue(.getpropindexbyname("Channel")) And _
        (spectrum.Acquire(asQuery) <> asUsual) Then
        Do While spectrum.Acquire(asQuery) <> asUsual
            printmsg msg:"Канал ЗАНЯТ", msgclass:=mcProgress
            Delay 1
        Loop
    End If
    End With
Next i
End With
printmsg msg:"Канал свободен", msgclass:=mcMessage
End Sub

```

----- Получаем данные от ЮНИХРОМа ----- САМАЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

```

n% = 0 ' Количество пиков без учета фиктивных пиков и пиков не для отчета
For i% = 0 To Spectrum.GetPeakCountInLay(sActiveSheet%) - 1
    F% = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mState) ' Получаем состояние пика
    If ((F% And stNoReport) <> 0) Or ((F% And stFictive) <> 0) Then GoTo GetData_Continue ' Если пик не для отчета или
    фиктивный, то пропускаем его
    n% = n% + 1
    ReDim Preserve Peaks(n%) ' Расширяем массив пиков до n%
    With Peaks(n%)
        .Order = n% ' Порядок выхода пика (Order) совпадает с индексом пика в массиве пока массив отсортирован по ордерам
        .Name = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mName)
        .Time = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mTime) ' От ЮниХрома получаем абсолютные времена удерживания
        .Index = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mIndex)
        .Group = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mGroup)
        .Mass = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mMass)
        .BoilPoint = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mBoilPoint)
        .Density = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mDensity)
        .Left = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mLeft)
        .Right = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mRight)
        .Area = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mArea)
        .Height = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mHeight)
        .Response = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mResfact)
        .VolumeConc = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mVolumeConc)
        .MassConc = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mMassConc)
        .MolarConc = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mMolarConc)
        .Titre = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mTitre)
        .Molarity = Spectrum.OneParam(sActiveSheet%, i%, mMolarity)
    End With
GetData_Continue:
Next i%
If n% = 0 Then Error error_PeakCount ' Проверка на наличие пиков в слое
sPeakCount% = n%

```

Алгоритмы быстрых сортировок и поиска (памятка)

***** СОРТИРОВКА компонентов ТЕКУЩЕЙ ТАБЛИЦЫ пиков по ПОРЯДКОВОМУ НОМЕРУ *****

```

Private Sub PQuickSortByOrder(l%, r%)
Dim PeakParams As TPeakInfo
Do
    i% = l%
    j% = r%
    n% = Peaks((l% + r%) \ 2).Order
    Do
        While Peaks(i%).Order < n%: i% = i% + 1: Wend
        While Peaks(j%).Order > n%: j% = j% - 1: Wend
        If i% <= j% Then
            PeakParams = Peaks(i%)
            Peaks(i%) = Peaks(j%)
            Peaks(j%) = PeakParams
            i% = i% + 1
            j% = j% - 1
        End If
    Loop Until i% > j%
    If l% < j% Then Call PQuickSortByOrder(l%, j%)
    l% = i%
Loop Until i% >= r%
End Sub

```

***** СОРТИРОВКА компонентов ТЕКУЩЕЙ ТАБЛИЦЫ пиков по ИМЕНАМ *****

```

' Используется функция PGetName, которая применима только к отсортированной по ордерам библиотеке при RefInd <> 0 Private
Sub PQuickSortByName(l%, r%)
Dim PeakParams As TPeakInfo
Do

```

```

i% = l%
j% = r%
n$ = PGetName((l% + r%) \ 2)
Do
While StrComp(PGetName(i%), n$) < 0: i% = i% + 1: Wend
While StrComp(PGetName(j%), n$) > 0: j% = j% - 1: Wend
If i% <= j% Then
    PeakParams = Peaks(i%)
    Peaks(i%) = Peaks(j%)
    Peaks(j%) = PeakParams
    i% = i% + 1
    j% = j% - 1
End If
Loop Until i% > j%
If l% < j% Then Call PQuickSortByName(l%, j%)
l% = i%
Loop Until i% >= r%
End Sub

```

***** ПОИСК компонента БИБЛИОТЕКИ по ИНДЕКСУ удерживания *****

' Функция LFindByIndex применима только к отсортированному по ордерам списку пиков

Public Function LFindByIndex(BeginOrder%, EndOrder%, Index#, PeakOrder%) As Boolean

Find = False

l% = BeginOrder%

h% = EndOrder%

dImin# = 1600

While l% <= h%

 i% = (l% + h%) \ 2

 c# = DBTable(i%, lLinIndex) - Index#

 dI# = Abs(c#)

 If (dI# < dIndexLimit) And (dImin# > dI#) Then

 dImin# = dI#

 PeakOrder% = DBTable(i%, lOrder)

 Find = True

 End If

 If c# < 0 Then

 l% = i% + 1

 Else

 h% = i% - 1

 If c# = 0 Then l% = i%

 End If

Wend

LFindByIndex = Find

End Function